



## MASTITIS-DETEKTOREN

GERÄTE, DIE IN DER TÄGLICHEN PRAXIS EINES KUHZÜCHTERS SOWIE VON ZIEGEN UND SCHAFEN NOTWENDIG SIND.



## MASTITIS-DETEKTOREN

Geräte, die in der täglichen Praxis eines Kuhzüchters sowie von Ziegen und Schafen notwendig sind. Ergonomische Modelle, die bei der Abgabe der ersten Milchströme aus jedem Viertel verwendet werden, ermöglichen eine frühzeitige Diagnose der Gesundheit des Euters.




Ideale Ausrüstung zur Überwachung des Zustands des Euters beim hygienischen Melken.

- Ermöglichen Sie den Nachweis einer subklinischen, asymptomatischen Entzündung des Euters
- Unterstützen Sie die tägliche Mastitisprävention
- Verhindern Sie den Mangel (Liquidation) von Kühen aufgrund von Mastitis
- Bereitstellung von Wissen über den Gesundheitszustand von Nutztieren
- Sie ermöglichen es Ihnen, die Produktionseffizienz zu optimieren und eine hohe Milchqualität aufrechtzuerhalten



MD4Q2

## INTERPRETATION DER ERGEBNISSE



MD4X4Q2

**Basismodus** – für die Dateninterpretation zum Zeitpunkt des Tests, ermöglicht Messungen und Diagnosen vor Ort

**Erweiterter Modus** – hat alle Funktionen des Basismodus und aktiviert zusätzliche Funktionen des Geräts zusammen mit der Möglichkeit, Anzeigen im Speicher zu speichern und sie zur späteren Interpretation an den Computer zu übertragen

### HAUPTEIGENSCHAFTEN:

- Intuitives Menü
- Großes LED-Display
- Speicher für 250 Tiere und 200.000 Messungen mit Datum und Uhrzeit
- Wasserdicht und leicht zu desinfizieren
- Batteriebetrieben
- 2 Jahre Garantie

### ZUSATZFUNKTIONEN:

- Echtzeituhr
- Auswählen des Anzeigemodus
- Einstellen der Messung (4 oder 2 Zitzen)
- Automatische Abschaltung
- Auswahl der Sprachversion



WIR KONSTRUIEREN, PRODUZIEREN,  
VERKAUFEN UND WARTEN



### Auswahl der Betriebsart

Stellen Sie Funktionen  
von Menüpunkten ein



### Computerverbindung

Remote-Software-Upgrade  
und Datenübertragung



### Einfache Desinfektion

Unter fließendem Wasser  
abwaschbar



MEHR SEHEN



**DRAMIŃSKI S.A.**

Wiktora Steffena 21, Sząbruk

11-036 Gietrzwałd, Polen

 +48 89 675 26 00  [agri@draminski.com](mailto:agri@draminski.com)

[www.draminski.de](http://www.draminski.de)